



Ascend[®] Full Face

mascarillas con almohadillas de AIR[°]gel[®] reemplazables
 con Advanced Cushion Technology

Acceda a un mayor nivel de comodidad y conveniencia con la mascarilla facial completa Ascend: nuestra primera mascarilla facial completa con almohadilla reemplazable. Nuestra almohadilla de AIR gel reemplazable y patentada se desprende y vuelve a colocar de manera fácil para una limpieza y un reemplazo de almohadilla sencillos, lo que ahorra tanto tiempo como dinero.

Obtenga un mayor nivel de comodidad y conveniencia

Flexible Spacebar[™] (barra espaciadora flexible)

Su diseño flexible único brinda una estabilidad superior, manteniendo la hermeticidad sin tener contacto con la piel.

Almohadilla reemplazable

Ahora puede sustituir la almohadilla sin tener que reemplazar la mascarilla completa. Disponible en tres tamaños. **S M L**

AIR[°]gel

Máxima comodidad, mínimo peso. Nuestro AIR[°]gel patentado minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel.

Advanced Cushion Technology[™] (A.C.T.)

Nuestra tecnología de almohadilla ergonómica provee una hermeticidad efectiva para lograr el ajuste más cómodo.

Casco de liberación rápida

El casco es liviano y transpirable y se desprende fácilmente con una sola mano.

Codo giratorio en 360°

Para un posicionamiento óptimo del tubo y una mejor movilidad

Active Headgear Connector[™] (conector de casco activo)

Se mueve cuando el paciente se mueve para proporcionar una hermeticidad fiable.



Hecha en los EE. UU.
con piezas fabricadas en
los EE. UU. e importadas



¿Qué hace que nuestra mascarilla facial completa Ascend sea diferente?

- Nuestra almohadilla reemplazable fácil de usar le permite prolongar la vida útil de su mascarilla.
- La **Flexible Spacebar** está diseñada para proporcionar una estabilidad superior sin entrar en contacto con la piel.
- El **Active Headgear Connector** se mueve cuando el paciente se mueve para ayudar a mantener una hermeticidad fiable.
- Disponible en tres tamaños con un casco de liberación rápida simple y transpirable EZFit.

Advanced Cushion Technology (A.C.T.)

Nuestro AIR gel patentado con diseño ergonómico que brinda una sensación de lujo reduce la presión mientras mantiene una hermeticidad fiable.



Almohadilla fácil de reemplazar

Desmontaje: simplemente presione los laterales de la almohadilla para liberarla y conéctela para reemplazarla.



Montaje: coloque el pasador de alineación superior en la ranura e inserte los pasadores inferiores hasta que estos queden asegurados.



Especificaciones de las mascarillas faciales completas Ascend con casco desechable EZFit:

| Número de identificación del producto | Descripción | Puerto de fugas | Válvula inspiratoria | Tamaño de la almohadilla | Peso de la mascarilla con la almohadilla | Dimensiones de la mascarilla con la almohadilla |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------|--------------------------|--|---|
| 50825 | Sistema de la mascarilla y casco | ✓ | ✓ | S, M y L | ND | ND |
| 50834 | Sistema de la mascarilla con casco adjunto | ✓ | ✓ | S, M y L | ND | ND |
| 50813 | Mascarilla y casco | ✓ | ✓ | Pequeño | 94,5g | 3,92" P x 3,86" A x 7,00" A |
| 50814 | Mascarilla y casco | ✓ | ✓ | Mediano | 103,4g | 4,16" P x 4,20" A x 7,00" A |
| 50815 | Mascarilla y casco | ✓ | ✓ | Grande | 107,8g | 4,24" P x 4,30" A x 7,00" A |
| 50801 | Mascarilla con casco adjunto | ✓ | ✓ | Pequeño | 94,5g | 3,92" P x 3,86" A x 7,00" A |
| 50802 | Mascarilla con casco adjunto | ✓ | ✓ | Mediano | 103,4g | 4,16" P x 4,20" A x 7,00" A |
| 50803 | Mascarilla con casco adjunto | ✓ | ✓ | Grande | 107,8g | 4,24" P x 4,30" A x 7,00" A |
| 50207 | Almohadilla de AIR ^o gel | ✓ | ✓ | Pequeño | 94,5g | 3,92" P x 3,86" A x 7,00" A |
| 50208 | Almohadilla de AIR ^o gel | ✓ | ✓ | Mediano | 103,4g | 4,16" P x 4,20" A x 7,00" A |
| 50209 | Almohadilla de AIR ^o gel | ✓ | ✓ | Grande | 107,8g | 4,24" P x 4,30" A x 7,00" A |
| 55051 | Casco EZFit | ND | ND | ND | ND | ND |

Ascend[®] Nasal
con almohadillas de AIR^ogel[†] reemplazables

También disponibles como mascarillas nasales



Contáctenos hoy mismo.

Para realizar un pedido, llame a un distribuidor autorizado.

Llame al 1.800.742.3646

Visite www.sleepnetmasks.com para obtener más información.

Sleepnet Corporation, 5 Merrill Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842 EE. UU.



No contiene látex de caucho natural

